

# diagnostik-a

## ELISA Tests

Schnelle und zuverlässige  
Diagnostik von Autoimmun-  
erkrankungen

### Technische Daten:

- ELISA-Format
- 96-Well Microtiterplatte mit brechbaren Streifen
- Probevolumen: 10 µl Serum
- Inkubationszeiten:  
30 + 30 + 30 Minuten bei Raumtemperatur
- Messung bei 450 nm

### Einfach und anwenderfreundlich:

- Identische Testdurchführung und Reagenzien-  
volumina für alle Tests\*
- Farbkodierte Reagenzien einschließlich Standards  
und Kontrollen
- Identische Reagenzien in allen Tests (Ausnahme  
Konjugat)
- Schnell und flexibel:  
Kurze Inkubationszeiten sowie für die meisten  
Tests die Möglichkeit zwischen qualitativer und  
quantitativer Auswertung auszuwählen

### Automation:

- Validiert für die Systeme von Dynex  
(DS2 und DSX)
- Automation auf anderen ELISA-Prozessoren  
möglich

\*Details und vollständige Angaben finden Sie in den jeweiligen  
Packungsbeilagen

# Produktübersicht



[www.diagnostik-a.de](http://www.diagnostik-a.de)

diagnostik-a GmbH  
Gewerbstraße 1  
79285 Ebringen

Telefon +49 7664 4064788  
Telefax +49 7664 4064935  
eMail [info@diagnostik-a.de](mailto:info@diagnostik-a.de)

ELISA Tests	Produkt	Bestellnummer
Anti-Phospholipid-Syndrom	β2-Glycoprotein-1 IgG	111G
	β2-Glycoprotein-1 IgM	112M
	Cardiolipin IgG	101G
	Cardiolipin IgM	102M
Autoimmunerkrankungen und Rheumatologie	ANA Screen 6 IgG	138G
	ANA Screen 8 IgG	139G
	ANA Profil 8 IgG	137G
	CENP-B IgG	135G
	ds DNA IgG	120G
	Jo-1 IgG	136G
	RNP IgG	130G
	Scl-70 IgG	134G
	Sm IgG	131G
	SS-A/Ro 60 IgG	132G
SS-B/La IgG	133G	
Schilddrüse	Thyreoglobulin (TG) IgG	150G
	Thyroid Peroxidase (TPO) IgG	151G
Vaskulitis	Myeloperoxidase (MPO) IgG	160G
	PR3 IgG (capture version)	162G
Gastroenterologie	Modified Gliadin Peptide MGP IgG	170G
	Modified Gliadin Peptide MGP IgA	171A
	Tissue-Transglutaminase (tTG) IgG	173G
	Tissue-Transglutaminase (tTG) IgA	172A
	Helicobacter pylori IgG	180G
	Helicobacter pylori IgA	181A