

diagnostik-a

ELISA Tests

Schnelle und zuverlässige
Diagnostik von Autoimmun-
erkrankungen

Technische Daten:

- ELISA-Format
- 96-Well Microtiterplatte mit brechbaren Streifen
- Probevolumen: 10 µl Serum
- Inkubationszeiten:
30 + 30 + 30 Minuten bei Raumtemperatur
- Messung bei 450 nm

Einfach und anwenderfreundlich:

- Identische Testdurchführung und Reagenzien-
volumina für alle Tests*
- Farbkodierte Reagenzien einschließlich Standards
und Kontrollen
- Identische Reagenzien in allen Tests (Ausnahme
Konjugat)
- Schnell und flexibel:
Kurze Inkubationszeiten sowie für die meisten
Tests die Möglichkeit zwischen qualitativer und
quantitativer Auswertung auszuwählen

Automation:

- Validiert für die Systeme von Dynex
(DS2 und DSX)
- Automation auf anderen ELISA-Prozessoren
möglich

*Details und vollständige Angaben finden Sie in den jeweiligen
Packungsbeilagen

Produktübersicht



ELISA Tests	Produkt	Bestellnummer
Anti-Phospholipid-Syndrom	β2-Glycoprotein-1 IgG	111G
	β2-Glycoprotein-1 IgM	112M
	β2-Glycoprotein-1 IgA	110A
	Cardiolipin IgG	101G
	Cardiolipin IgM	102M
	Cardiolipin IgA	100A
Autoimmunerkrankungen und Rheumatologie	ANA Screen 6 IgG	138G
	ANA Screen 8 IgG	139G
	ANA Screen IgG	140G
	ANA Profil 8 IgG	137G
	CENP-B IgG	135G
	ds DNA IgG	120G
	Jo-1 IgG	136G
	RNP IgG	130G
	Scl-70 IgG	134G
	Sm IgG	131G
	SS-A/Ro 60 IgG	132G
	SS-B/La IgG	133G
Schilddrüse	Thyroglobulin (TG) IgG	150G
	Thyroid Peroxidase (TPO) IgG	151G
Vaskulitis	Glomerular Basal Membrane (GBM) IgG	163G
	Myeloperoxidase (MPO) IgG	160G
	Proteinase 3 (PR3) IgG	161G
	PR3 IgG (capture version)	162G
Gastroenterologie	Modified Gliadin Peptide MGP IgG	170G
	Modified Gliadin Peptide MGP IgA	171A
	Tissue-Transglutaminase (tTG) IgG	173G
	Tissue-Transglutaminase (tTG) IgA	172A
	Epidermal Transglutaminase IgA	174A
	Helicobacter pylori IgG	180G
	Helicobacter pylori IgA	181A



www.diagnostik-a.de

diagnostik-a GmbH
Gewerbestraße 1
79285 Ebringen

Telefon +49 7664 4064788
eMail info@diagnostik-a.de